

# SCREENI<sup>®</sup> HD

High-definition display system



**axessvision**  
part of The Surgical Company

HIGH QUALITY VISION & SAFETY.  
ANYTIME, ANYWHERE.

# SCREENI® HD

## MOBIL, INNOVATIV PLATFORM

Displaysystemet er meget mere end blot en touchskærm. Det indeholder også en algoritme, som sørger for, at billedet bliver højopløseligt, selv for en engangsbronkoskop.

Screeni® tilbyder et sammenhængende system. Det er udviklet og designet med henblik på højeste brugervenlighed, ekstremt nem håndtering og implementering. Systemet er let og mobilt, så det nemt kan anvendes på steder, hvor der ofte er meget trangt.



## STOR HD-SKÆRM

Brugervenlighed og et klart billede på 10.1"-touchskærmen. Den monteres på et dropstativ og kan nemt vippes med de ergonomiske håndtag på siderne.



## HURTIG MONTERING

Screeni® er udstyret med et beslag til hurtig montering, så systemet kan monteres på et dropstativ. Monitoren kan tages af monteringsbeslaget på få sekunder og anbringes på et rullebord, hvis det er nødvendigt.



## TRANSPORTABELT SYSTEM

Agile- og Vortex-endoskoper kan hænges på Screeni® støttebenene. De er nemme at identificere takket være de farvede ringe, og de kan altid anvendes.

## TEKNISKE EGENSKABER

ELEKTRISK	Strømforsyning	Strømkraft: 100-240V AC/ 50-60Hz/0,6A Strømoutput: 15V DC/2A
	Beskyttelsestype mod elektrisk stød	Klasse 2
	Batteritype	Lithium-ion-batteri
TOUCHSKÆRM	Autonomi	3 t
	Skærmstørrelse	10,1 tommer
	Maksimal opløsning	1280x800
DIVERSE	Beskyttelse	IP 30
	Dimensioner (LxHxD)	300 x 200 x 110mm
	Vægt	1,8kg
	Medfølgende tilbehør	Lader og monteringsbeslag
	Fysisk hukommelse	16Gb
REFERENCER	Indgangsforbindelser	USB type A
	Broncoflex Agile	20030001
	Broncoflex Vortex	10030001
Screeni HD	30030000	